

静止型マットレス ナーセントコンタ

防水タイプ

New!
通気タイプ

PAT.P

感染症対策に特化！

防水タイプ



Ag+ 配合

抗菌 / 防臭 / 防カビ

耐薬品性

塩素系漂白剤、
アルコールでの清拭OK

通気タイプ



制菌加工

黄色ブドウ球菌 /
肺炎かん菌 / MRSA


消臭加工

吸汗加工

新発想の3Dフォルムで 体圧分散と姿勢保持を両立

身体形状に沿わせて支える3D層とウレタンフォームの
特殊カット技術を追及することで、リラックスした
理想的な寝姿勢を実現


仰臥位




30°背上げ



60°背上げ



身長 174cm 体重 64 kg
普通 / BMI:21.1




4層構造で快適な寝心地を実現

ストレッチ層（通気ウレタンフォーム 伸び 270%）

ストレッチ性の良いウレタンフォームが、身体に心地よく
馴染んで除圧層に追従します。

除圧スリット層（通気ウレタンフォーム）

身体の荷重配分に対応した特殊スリット加工で、マットレスの
沈み込みを調整、全身の体圧分散を高めます。



端座位ブロック（高硬度ウレタンフォーム）


端座位や移乗したときの姿勢を安定させやすくする硬めの
ウレタンブロックです。

支持層（高硬度ウレタンフォーム 水抜き加工）


背上げなど、荷重がかかった時の底づきを防止します。

3D層（高硬度ウレタンフォーム）

マット面に荷重が乗りにくい上・下肢を、盛り上がった
3D層が支えることで、接触面積が広がって圧分散性が
向上します。



【対象者目安】OH スケール：4～6点




①NCM-91 / NCMA-91 ②NCM-83 / NCMA-83

品 名		品 番		価 格	重 量	TAISコード	JAN コード
ナーセントコンタ	防水タイプ	91cm 幅	NCM-91	¥ 108,000 (税込 ¥118,800)	8.7 kg	00149-000061	4560232695314
		83cm 幅	NCM-83		7.8 kg	00149-000060	4560232695321
	通気タイプ	91cm 幅	NCMA-91	8.3 kg	00149-000063	4560232695338	
		83cm 幅	NCMA-83	7.6 kg	00149-000062	4560232695345	
ナーセントコンタ用 替えカバー	防水タイプ	91cm 幅	NCM-91C	¥ 22,000 (税込 ¥24,200)			4560232695352
		83cm 幅	NCM-83C				4560232695369
	通気タイプ	91cm 幅	NCMA-91C				4560232695376
		83cm 幅	NCMA-83C				4560232695383
材 質	【防水カバー】表・側面：ポリウレタンフィルムラミネート加工布、裏面：ポリエステル 【通気カバー】ポリエステル 100% 【ねすわりガイド】ターボリン 【内カバー】ポリエステル 100% 【中 材】1層目：高伸長ウレタンフォーム、2層目：通気ウレタンフォーム、3層目・3D層：高硬度ウレタンフォーム						

ベッド背上げ時の滑りすわりや横倒れを防止

ベッドで食事や胃ろう注入を行うとき、各サポートの働きで、滑りすわりによる腹部圧迫や横倒れしにくい快適な背上げ姿勢にします。



■ヘッドサポート

- ・背上げたとき、顎を軽く引いた姿勢になるので咀嚼や飲み込みが楽になります。
- ・仰臥位で就寝するときも、顎が上がりにくいので開口しにくい姿勢になります。

■アンカーサポート

- ・背上げたとき、アンカーサポートで座骨の滑り出しがストップし、大腿部が支えられるので、腹部圧迫や、踵のずれ・圧迫を軽減できます。

■サイドサポート

- ・両サイドが盛り上がっているので、背上げたときの横倒れを防止します。
- ・側臥位するとき、頭や上肢がずり落ちたり、サイドレールとの間に挟み込まれるリスクを軽減します。

■追従スリット

- ・膝上げたとき、マットレスがベッドの動きに追従しやすくします。

ポジショニングの手間とクッション数を最小限に


3D層がポジショニングクッションと同じ役割を果たすので、少ないクッションで体位変換やポジショニングができます。

■側臥位が崩れにくい

- ・両サイドが盛り上がっているため、姿勢が安定します。

■シンプルなポジショニングが可能

- ・看護・介護の統一的なケアの推進に役立ちます。




「ねすわりガイド」で座る・寝る位置がハッキリ！

寝る位置や車いすからベッドに移乗する位置をわかりやすくガイド。
マットレスの機能を最大限に発揮するための目安です。
(ホック式で左右入替可能)



■移乗して座るポイント


ねすわりガイドを目安にするとフラットエリアに安定して座ることができます。



※離床するときも、必ずフラットエリアに座るように注意してください。

■ベッドに寝るポイント

股関節（大転子）⇄上前腸骨棘の間に、ねすわりガイドの▽マークが入るようにすると、最適な姿勢で寝ることができます。



ナーセントシリーズのご用命は

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索



・このカタログは印刷物のため、商品写真の色は現物と多少異なることがあります。また製品の仕様および価格は、改善のため予告なく変更する場合があります。
・「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2023.05