

ゆったりくつろぎながら、  
足の疲れをもみほぐす

## 2種類のモードを搭載



### 足裏モード

足がアーチを描くように  
ストレッチ。  
足の柔軟性を高めます。



### ふくらはぎモード

圧迫と開放を繰り返し  
血行を促進。  
ふくらはぎをもみほぐし。

## 足をいれてゆらゆら

底面にカーブがついているので、  
好みの位置でリラックスしながらマッサージ。



## 操作も簡単



ボタンを  
押すだけの  
簡単操作。



webカタログ

### フットマッサージャー アシリラ MCR4623C

製品サイズ/質量(重量):W330×D240×H200mm/約2.1kg(ACアダプター含む)  
消費電力:20W(電熱部:10W) 生産国:中国 JAN:4969182521962  
医療機器認証番号:305AHBZX00040000



オートオフ  
機能



ヒーター  
機能



布カバー  
手洗い可能



電気代※  
約3円

※電力量料金単価31円/kWhで算出(1ヶ月1日10分使用を想定)

a<sup>re</sup>la  
massage



フットマッサージャー アシリラ  
MCR4623C

管理医療機器

# 「足のアーチ」構造に合わせた、立体的なエアーマッサージ

左右 26 枚のエアが、足のアーチ構造に合わせた独自の動きを実現。  
立体的な動きで縦・横アーチを形成する足の筋肉を左右・底面からもみほぐし、  
足の疲れ・ストレスを軽減します。



土踏まずの辺りを下から押し上げ、  
足裏の筋肉を広くほぐします。

エアで包み込みながら足の指を  
左右に広げ、細かな筋肉をほぐします。

## 2種類のエアース突起



親指サイズの突起でコリやすい  
土踏まずをグイグイマッサージ。



小さな突起で負担がかかりや  
すい足首の筋肉をアプローチ。



## 足のアーチの役割

地面からの衝撃を吸収し、カラダへの負担を軽減する重要な部分。しかし足の負担が蓄積されるとアーチは崩れ、足トラブルの原因や、ひざや股関節の痛みなど全身へも影響を及ぼす可能性があります。

お問い合わせに関するご相談は

## ⚠️ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈けう(痛)、急性静脈けう(痛)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。
  - ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゆよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しゆよう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温 38℃以上(有熱期)の方。例 1) 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例 2) 衰弱しているとき。・骨粗しゆよう(鬆)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。
  - 本製品は 1 人用です。同時に 2 人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

効果・効能 疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和

製品に関するお問い合わせ

☎️ 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)  
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alinco\_fitness



@alinco\_fitness



- 製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
- 改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。