

ZAFU インナークッション 消毒液に対する防水素材の耐久テスト結果

(社内テスト)

薬品名	成 分	写真	変色	変質	剥がれ	消毒方法
オスバン S	塩化ベンザルコニウム 10w/v% 水溶液		無	無	無	・ 200 倍希釈液 ・ 噴霧後、布にて清拭
エタノール	76.9～81.4vol% イソプロパノール含有		無	無	無	・ 原液 ・ 噴霧後、布にて清拭
ピューラックス	次亜塩素酸ナトリウム 6%		薬剤の シミ	無	無	・ 300 倍希釈液 ・ 噴霧後、布にて清拭後 水拭きにて薬剤が残らない ように拭き取りが必要 (注意：薬剤が残っていると シミが発生します。)

【使用上の注意】

- ・ 消毒する際は、用法用量を必ず守り噴霧してください。
- ・ 清拭する際は、柔らかい布で軽く拭き取り陰干しをしてください。
- ・ クッション裏面には直接溶剤を噴霧しないでください。

【以下の行為はお避けください。フィルムの破損により防水効果などの機能を損なう恐れがあります。】

- ・ ブラシやスポンジで擦る
- ・ 一箇所を強く擦る
- ・ 強い布で清拭する
- ・ 鋭利なものを使用する
- ・ 浸けこみ消毒をする
- ・ 粘着性のあるものを使用する
- ・ 天日干しをする
- ・ 熱湯をかける