

全身を包み込む 贅沢な揉みほぐし体験



詳しくは製品サイトへ

コンパクトなボディに、こだわりのマッサージ機能を搭載。

NEW

贅沢に全身をマッサージする「全身極コース」を新搭載

各部位の専門技を組み合わせた動きで肩からお尻にかけて、全身の各部位を集中的にしっかりとみほぐします。

肩



腰



お尻



POINT

なめらかで上質なマッサージが体感できる 「GRIP式メカ3.0」を搭載

4つのもみ玉の特徴を活かし、首すじからお尻まで幅広くマッサージ。身体のラインに沿うような曲線の「S字フィットフレーム」と、摩擦のない、より滑らかな動きをする「360度回転もみ玉」を上玉に採用。独自「GRIP式メカ3.0」でしっかりとコリをもみほぐします。

なめらかで上質な
マッサージが体感できる
S字フィットフレーム

首/肩/背中の
体感がUP!!



滑らかなもみ心地

360度
回転もみ玉




※上玉に採用



NEW

簡単取付 リモコンスタンド

差し込んでネジを回すだけで簡単に取
り付けることができます。



※本体左腕側のみに取り付けできます。
※リモコンスタンドを使用しない場合は必ずリモコンボ
ケットにリモコンを収納してください。

シンプルな操作性 & 充実のマッサージ機能

AIR MASSAGE

全身がエアの癒しに包まれる、贅沢な「エアーマッサージ」




エアバッグ
16個

エア強弱調節
2段階


肩療マッサージ

二の腕から肩甲骨
までをやさしく包む




骨盤マッサージ

骨盤まわりを心地よく
締めつける



腕マッサージ

腕をまるごと包み
込んでほぐす



ふくらはぎ & 足裏マッサージ

しぼるように圧迫



CONTROLLER

シンプルに操作できるダイレクトリモコン



自動コース

疲れに合わせて5種類から選べます

全身 全身極 肩 腰 ストレッチ

強弱調節

お好みでマッサージの強さを調節可能

肩 腰 背 エア

足先をじんわり温める

足裏ヒーター



左右両側に
収納に便利な
ポケット付

仕様

スーパーリラックス MTR-H520 マッサージチェア EO22

メーカー希望小売価格: 418,000円(税込)

本体寸法:

〈脚部収納時〉

幅 約69×奥行 約120×高さ 約106cm

〈脚部最大使用、リクライニング時〉

幅 約69×奥行 約185×高さ 約60cm

リクライニング角度: 約118~169度

質量: 約49kg

電源: AC100V(50/60Hz)

消費電力: 106W(ヒーターのみ5W)

定格時間: 20分(オートタイマー約15分)

医療機器認証番号: 304ABBZX00032000

(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック×ブラウン(BB)
JANコード:
4951704173926



ベージュ×ブラウン(CB)
JANコード:
4951704173933

寸法(cm)



使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店です所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル



0120-027-612

受付: 平日9:00~17:30

(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…