

小さい本体でも「満足のいくパワー」で 身体のコリをしっかりとみほぐし

手軽さ・扱いやすさにこだわった、クッションマッサージシリーズ
最小・最軽量モデル※のマッサージャー。疲れを癒すこだわりのもみ玉が
コリをしっかりとみほぐし日々の疲れを癒します。ファブリック生地がインテリアに
溶け込みいつでも身近に、暮らしに寄り添います。

※当社比



webカタログ



a yrela
massage

クッションマッサージ ミニ
MCR8024K/T/W

管理医療機器



Cushion massage
mini

クッションマッサージ ミニ MCR8024K/T/W

製品サイズ/質量(重量):W313×D167×H101mm/約1.1kg(ACアダプター含む) 定格電圧:AC100V(50/60Hz) ACアダプター定格:
12V/1.5A 消費電力:10W 材質:本体・ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ウレタン、POM(ポリアセタール樹脂)
カバー・ポリエステル 生産国:中国 JAN:K 4969182523911、T 4969182523928、W 4969182523935
管理医療機器認証番号:306AHBZX00023000



もみ玉マッサージ



軽量モデル



コード式

身体に当てやすく、邪魔にならないサイズ感で クッションとしてインテリアにもぴったり◎

1 布カバーでもみ感調節

カバーをかけることで、
マッサージの当たりの強さを調節出来ます。



2 広範囲を絶妙な指圧でもみほぐし

大小計4つの面が大きいもみ玉が、身体の深い広範囲
のコリを大きく深いもみほぐしてしっかりほぐします。



3 ワンボタンで操作も簡単



手に取りやすいサイズ感で、
疲れた時に「ばばっ」と使える!



お問い合わせに関するご相談

⚠️ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈リゅう(痛)、急性静脈リゅう(痛)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(有熱期)の方。例1) 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨粗しょう(鬆)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内でご使用ください。

効果・効能 疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alinc0_fitness



@alinc0_fitness



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。