

清拭・消毒でより“衛生的に使える”  
ポジショニングクッション

# Peach clean

ピーチ クリーン

ラージタイプ



スリムタイプ



## 1. 内部は清拭・消毒可能で衛生的に長持ち

汚れた時は、表面の通気カバーのみ洗濯すれば良いので、内部を洗う必要がありません



中身は防水なので  
汚れがしみ込みません

インナーバッグはアルコール等で清拭・消毒するだけで良く、洗濯による劣化を抑えられるため、衛生的に長くお使いいただけます

「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり、長時間体重がかかっても変形しにくい（へたらない）ので長く使えます

## 2. やさしい触感のポジショニングクッション

「かたいビーズのクッション」と異なりやわらかく、また「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり“**もち・もち**”感（やわらかさ+適度な反発力）があり、利用者様のいろいろな姿勢にフィットする「体圧分散式のクッション」です



もち：やわらかさ（体圧分散）  
もち：適度な反発力

### ベッド上のポジショニングケア例

30度側臥位



拘縮の人の仰臥位



90度側臥位



口腔ケア／食事介助時のセミファウラー位



ファウラー位



タイプ	品番	サイズ(cm)	重量(kg)
ラージ	MPHCL	53×33	1.20
スリム	MPHCSL	70×28	1.20
ノーマル	MPHCM	41×31	0.75
ワイド	MPHCX	63×43	1.90

【オプション】

●外カバー単体：ラージ=MPHCLCVA、スリム=MPHCSLCVA  
ノーマル=MPHCMCVA、ワイド=MPHCXCVA

<素材>

●クッションビーズ：ポリエチレン ●中メッシュ：ポリエスチル  
●インナーバッグ：ウレタンフィルム ●外カバー：ポリエスチル+綿

