



水回りにもってこい[®]

事例・選定理由集

介護保険
貸与

自宅での入浴を含む生活継続の意向尊重できる
転倒不安による精神的負担を軽減できる

住宅改修工事が難しい場所でも、転倒を予防・安定した移動を行えるため



手すり取付け住宅改修ができない（賃貸住宅・壁が薄い・配管が邪魔、壁までが遠いなど）場所でも、転倒予防できる

片麻痺により、行きは壁手すりが使えるものの、戻りは使えず、不安定だが、壁と反対側に導入して転倒の危険性を軽減できる



浴槽用グリップがつけられない時も、転倒を予防し、安定した移動を行えるため



浴槽用手すりが設置できない（カーブ浴槽、脆弱浴槽など）時でも、転倒予防・移動に資する

シャワーチェアなどから立ち上がった後の立位を安定できる



洗浄剤の制約が少なく、手入れ等の融通性があるため



手すりを立てかけることによって、ベースプレートの裏や床面を乾かせるので衛生的に使用できる

カビキラーやキッチン泡ハイターなど、ドラッグストアなどで市販されている洗剤は全て使用できる

握るのが難しい方でも、進行性の病の方でも、転倒予防・移動できる



滑り止めゴム標準装備のグリップなので、リウマチなどにより手骨変形がある方でも、握力10Kg 未満などの低握力の方でも、手すりを押さえるだけで立位時・移動時に安定する

進行性の病の方でも、適時に使用し、転倒予防できる



⚠️ ご注意

ベースプレートに乗らずに使用し不安定になる方は、突っ張り棒付きを検討などください
ぬめり等で滑りやすく不衛生になりますので、使用後は洗い流し・乾燥等のお手入れください

キッチンシンクと同種ステンレスで錆びにくい ぶんだんなゴムで滑りにくい ベースプレート周辺ゴムはミニスロープ形状
カビキラーなどが使え、床も裏も乾かせる ベースプレート下を水が流れる水はけ構造

主要品番	TAIS	ベース (cm)	高さ (cm)
FKB-12-60-I	01255-000013	50.5x57.8x1.2	70/75/80
FKB-12-90-I	01255-000014	50.5x87.8x1.2	70/75/80

製造 有限会社 サテライト

〒659-0075 兵庫県芦屋市津知町 14-15
木ノ下ビル 2 階
TEL 0797-24-9015 FAX 0797-24-9012

お問い合わせ



公益財団法人テクノエイド協会TAIS登録

ふくよく 床置き式手すり 水回りに もってこい[®]

介護保険 貸与

プラネットアワード2020
特別賞受賞

【参考資料】

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防 解釈通知（手すり）

居宅の床に置いて使用すること等により、**転倒予防**若しくは**移動又は移乗動作に資する**ことを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの



本品「貸与」の解釈

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| (1) 大臣の解釈通知に浴室除く等記述なし | (2) 公益財団法人テクノエイド協会認定「貸与」マーク付与 |
| (3) バスリフトという貸与前例あり | (4) 特定福祉用具の「浴槽を挟む」浴槽用手すりは非該当 |

メモ