

高齢者の体幹をしっかりサポート

ピタットクッション

耐次亜塩素酸

耐アルコール

難燃

防汚

有害物質不使用

両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。

お子様や小柄な方、上半身を支える力の弱い方に最適のクッションです。(自立型ではありません)



肘間の適合サイズ
450mm～500mm

通常仕様

介護椅子用ピタットクッション

27,000円(税別)

PT-CS (各色)

使用時サイズ(外寸): W470・D470・H440mm

張地: 合成皮革(日本製) クッション: ウレタン 芯材: 合板



座布団仕様

車椅子用ピタットクッション

27,000円(税別)

PT-CS-KU (各色)

使用時サイズ(外寸): W400・D460・H440mm

張地: 合成皮革(日本製) クッション: ウレタン 芯材: 合板

一般的な車椅子にジャストフィットするよう設計されたピタットクッションです。介護用のものより厚みを薄くして利用者への圧迫感を緩和しました。車椅子での移動や食事のときに、ふらつきを抑える効果があります。



肘間の適合サイズ
370mm～420mm

貸与

TAISコード: 01916 - 000001

特徴

1. 両サイドと背面から体幹をサポートすることで、上半身のふらつきを抑え座位を保持します。
2. 小柄な方やお子様のサイズ調整クッションとして、着座姿勢の安定に効果的です。
3. 張地はアルコールや次亜塩素酸にも耐性が高く、硬化しにくい素材を使用しています。
4. リバーシブル仕様なので汚れを軽く拭き取って、直ぐに反対面を使うことができます。
5. 向きを変えてセットすることで、ホールド性の高い座布団としてもご利用できます。

お客様の声



脳梗塞の後遺症で右半身の自由度が少ないですが、ピタットチェアとセットで利用することで、より安定した椅子生活が可能になりました。

■ 愛媛県：80代 男性



今までは椅子の両脇に座布団を二つ折りにして対応していましたが、この商品はホールド感がとてもよく手放せません。

■ 栃木県：70代 女性



車椅子用を歩行困難な施設利用者に提供しています。特に食事と時は重宝しており、食べこぼしが極端に少なくなりました。

■ 神奈川県：30代 施設介護職員


仕様 >>>

	介護椅子用 PT-CS	車椅子用 PT-CS-KU
使用時サイズ 外寸	W470・D470・H440mm	W400・D460・H440mm
使用時サイズ 内寸	W340・D340・H440mm	W320・D350・H440mm
厚み	60mm	40mm
重量	1.5kg	1kg
適合サイズ 肘掛間	450～500mm	370～420mm
寸法	W1120・D60・H500mm	W1100・D40・H500mm


※ワイドタイプの車椅子には介護椅子用ピタットクッションをご利用ください。

■ 寸法

介護椅子用 PT-CS



車椅子用 PT-CS-KU



カラーバリエーション >>>

■ ピンク(PK)



介護椅子用JANコード 4580359616924
車椅子用JANコード 4580359620334

■ ベージュ(BE)



介護椅子用JANコード 4580359616948
車椅子用JANコード 4580359620341

■ グリーン(GR)



介護椅子用JANコード 4580359616931
車椅子用JANコード 4580359620327

[販売元]

株式会社オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家4-9-32
TEL089-958-2483 FAX089-958-2109
<https://officelabo.co.jp>

[お問い合わせ]