

WHEEL-CHAIR SEATING CUSHION

車椅子用シーティングクッション


体圧分散性に優れ安定性の高いコンター形状で、
高齢者からヘビーウーザーまでサポート

「ネオテックス・ナーシングケア 車椅子用シーティングクッション」
は、接触面積が広く体圧分散性に優れ、体にフィットするコンター
形状を採用しています。さらに座面全体に、水平方向への動きへの
追従性と耐久性の高い高性能エラストマージェル [.rest.
ハニカムコア] を貼り合わせることで、長時間の使用でも姿勢の
変化と座圧の上昇を抑え、快適に過ごせます。



商品特長

- コンター形状ウレタンフォームに熱可塑性エラストマージェル
[.rest. ハニカムコア] を貼り合わせた、車椅子用シーティング・クッション
- 除圧性および水平方向のズレ吸収性に優れ、通気性も高い立体格子構造の [.rest. ハニカムコア] により、
長時間の使用でも体がズレたり滑らずに姿勢を保持することができ、床ずれ予防効果も期待できる
- クッション後方部は車椅子バックサポートの湾曲形状にフィットする R 形状に加工
- カバー底面は車椅子上でのズレ、滑りを抑える滑り止め加工生地を使用
- [.rest. ハニカムコア] は JIS L 4500 耐久性基準 1 級に準拠する耐久性で長時間の着座でもヘタリにくい



使用上のご注意

[.rest. ハニカムコア] とコンター形状ウレタンベースを接着固定しているため、クッション材の水洗いは出来ません。
失禁が気になる際は防水カバー使用をお勧めします。

製品仕様

品 番	NXG-0020
本体サイズ	40×41×8[cm]
質 量	1.8 [kg]
素 材	中材 : .rest. ハニカムコア(熱可塑性エラストマー)、ウレタンフォーム / カバー : ポリエステル(表地)、ポリエステル 55% / ポリウレタン 45% (裏地)
原 産 国	日本
JAN コード	4580372289020
価 格	26,500 円 * 消費税別



.rest [ドットレスト] とは、ヘルスケア・アウトドア・オフィスワーク・スポーツなど様々なシーンにおける、「レスト(休息)」の質を向上させる機能性マテリアルです。[.rest. ハニカムコア] は除圧性・通気性・耐久性等に優れた、開放ハニカム構造のスチレン系エラストマー緩衝材です。(「立体格子状エラストマー成型体」特許第 6890832 号)